

## LONGÈMYA BODY RESURFACING GLOVE

### Descrizione del prodotto

Guanto levigante studiato per rinnovare la superficie cutanea del corpo e preparare la pelle alle fasi successive del Longèmya Body Program 90 Days.

Il supporto tessile è imbibito con una soluzione attiva contenente acido salicilico, che favorisce la rimozione delle cellule morte superficiali e delle impurità.

Questa fase rappresenta il primo step di preparazione dermica del programma.

Una pelle non correttamente preparata risponde meno agli attivi applicati successivamente.

Il guanto consente una preparazione efficace e mirata, evitando l'utilizzo di detergenti schiumogeni aggressivi o prodotti occlusivi che possono compromettere l'equilibrio cutaneo.

### Frequenza di utilizzo

2-3 volte a settimana.

### Modalità d'uso

Utilizzare il guanto solo sul corpo, mai sul viso. Applicare su pelle asciutta.

Eeguire movimenti lenti e controllati iniziando da décolleté, addome, schiena e braccia, per poi proseguire su gambe e glutei.

Insistere nelle zone più ispessite come cosce, ginocchia e talloni.

\*\*Guanto monouso

### Risultato atteso

Pelle più levigata, luminosa e uniforme.

Migliora la texture cutanea e la ricettività della pelle ai trattamenti successivi.

Ingredients (INCI EUROPE):	Range %
Aqua	75 - 100
Propylene glycol	20
Polysorbate-20	1 - 5
Salicylic acid	0,3
Benzyl alcohol	0,1 - 1
Ascorbic acid	0,1 - 1
Disodium edta	0,1 - 1
Profumo/parfum	0,1 - 1
Hexamethylindanopyran	0 - 0,1
CI16255	0 - 0,1